

Jediný rotační nástroj pro zpřístupnění kořenového kanálku

Šetří Váš čas při endodontickém ošetření

MICRO-MEGA® představuje **One G**, samostatný sterilní jednorázový NiTi rotační nástroj pro zpřístupnění kořenového kanálku s kontinuální rotací.

One G usnadňuje a zajišťuje bezpečnější endodontické ošetření a zvyšuje jeho účinnost.

One G vám nabízí jednoduchost a efektivitu:

- Jednoduchost - pouze jeden jednorázový nástroj pro zpřístupnění kořenového kanálku s kontinuální rotací.
- Účinnost - úspora času kompletního endodontického ošetření.
- Bezpečnost - bezpečnější pro lékaře a odolné proti zlomení a rozvinutí díky inovativnímu průřezu a stoupání.



1 One G
jediný nástroj pro
zpřístupnění kanálku

1 One Shape®
jediný nástroj pro
preparaci kanálku

- Rychlejší pro zpřístupnění kanálku než použití ocelových ručních nástrojů nebo sekvence NiTi rotačních nástrojů.
- Efektivní zpřístupnění kořenového kanálku díky aktivnímu nástroji.
- Usnadňuje zavedení tvarovacích nástrojů do kanálku odstraněním zúžení.
- Ideální doplněk pro One Shape®.

Cena balení je 1 881 Kč vč. DPH

balení obsahuje 5 ks nástrojů délky 25 mm

Nyní akční cena 1 504,- Kč vč. DPH
(cena za balení 5 ks nástrojů délky 25 mm)

Výhradní dovozce:

Reg-Pharm s.r.o.

Fialková 45, Praha 10, 106 00

Tel: 272 654 004, 272 650 187

www.regpharm.cz, info@regpharm.cz

Your Endo Specialist™

